

Utprovningsprotokoll

Liko Byxsele, mod. 40, 45

Brukarens namn:

Personnr:


Utprovningsdatum:

Förskrivare:

Artikelnr, märkning:

Lyftbygel:

Tillbehör: Polstringshylsor för axelband Öggleclips




Mod. 40
(utan Trygghets-
skärp)

Mod. 45

Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se

Mod 45 Koppling/Inställning av Trygghets-skärp



Använd ögglebandens _____
ögla utifrån.

Koppling av benstöd



Benstöden korsade.

Mod 45 Armarnas placering



Utanför
 Innanför

△ Mod. 40: Alltid
armarna på utsidan!

Övrigt

Tvättråd

60-80 °C



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på
lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se