

Utprovningsprotokoll

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Brukarens namn:

Personnr:

Utprovningsdatum:


Förskrivare:

Artikelnr, märkning:

Tygval: Polyester Bomull Nätpolyester Plastad nätväv


Lyftbygel:

Tillbehör: Polstringshylsor för benstöd




Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se


Koppling av benstöd



Benstöden korsade.




Omlott under båda benen.



Vardera ben kopplat för sig.

Armarnas placering



Armarna skall alltid vara på insidan

Övrigt

.....

.....

.....

.....

Tvättråd



60-80 °C



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se