

# Utprovningsprotokoll

## Liko Skalsele, mod. 22

Brukarens namn: .....

Personnr: .....


Utprovningsdatum: .....

Förskrivare: .....

Artikelnr, märkning: .....

Lyftbygel: .....

Tillbehör:  Polstringshylsor för benstöd



**Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från [www.liko.se](http://www.liko.se)**


### Koppling av benstöd

Vanligaste alternativet




Benstöden korsade.

Övriga alternativ




Omlott under båda benen.



Vardera ben kopplat för sig.

### Armarnas placering

- Innanför
- Utanför



### Koppling av huvudstöd

- Yttre bandögla
- Inre bandögla

### Koppling på lyftbygeln

Koppla banden på bygel i följande ordning:

- Öglebanden
- Benstödens bandögla
- Avlastningsbanden

## Övrigt

.....

.....

.....

.....

## Tvättråd



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på [www.liko.se](http://www.liko.se)